

Brevetto made
in Italy
Profetto 100%
in Italia

da **BLANCO DENT[®]**

EASY *Interdent*



**Clinical
Ultra
Latex**



ANTITRAUMATICO
20 volte più morbido
del classico filo
interdentale



**Si estende
di 10 volte**
la sua lunghezza
e diventa sottile
per penetrare negli
spazi interdentali

**LA PRIMA VERA IGIENE INTERDENTALE
COMPLETA E SICURA
PER PULIRE FINO ALLA GENGIVA**

LA PRIMA VERA IGIENE INTERDENTALE COMPLETA E SICURA PER PULIRE FINO ALLA GENGIVA



L'igiene interdentale per essere completa dovrebbe pulire fino al solco gengivale tra gengiva e dente ma il normale filo interdentale è tagliente e viene raccomandato di NON essere usato fino in fondo perchè creerebbe micro

lesioni alla gengiva.

Poi sulle gengive indebolite dalle lesioni aderiscono più batteri ed il ciclo continua.

Purtroppo vista la pressione necessaria per farlo penetrare tra dente e dente è quasi impossibile non irritare la gengiva.

Diversamente l'anello interdentale in morbido ultra latex Blancodent è molto sicuro, e si deve usare fino in fondo per svuotare le sacche batteriche tra gengiva e dente.

Questo fa di Blancodent il primo strumento di igiene interdentale completo e sicuro, fatto dello stesso materiale usato nel settore medico/chirurgico.

I VANTAGGI DI INTERDENT EASY

È morbido e sicuro e si può usare fino alla gengiva.

È idrorepellente quindi ogni anello si può risciacquare e riutilizzare finché non si consuma.

È più igienico perchè si risciacqua a differenza del filo

che assorbe lo sporco da uno spazio interdentale e lo porta nel successivo.

Non si sfilaccia come il comune filo, dove poi i frammenti rimangono incastrati tra un dente e l'altro.

Pulisce di più grazie al naturale grip della gomma.

È facile da usare perché si estende fino a 10 volte la sua lunghezza diventa sottile e penetra negli spazi interdentali.

Rafforza le gengive dopo i primi utilizzi dove le gengive potrebbero sanguinare mentre si svuotano le sacche batteriche, man mano le gengive dovrebbero rafforzarsi e smettere di sanguinare.

COME SI USA



Risciacquare l'anello interdentale, allargare il foro e farvi penetrare le dita, poggiare l'anello nello spazio interdentale e con una pressione graduale, non a strappo farlo penetrare, poi passare allo spazio successivo.



Risciacquare l'anello e posizionarlo sull'apposito supporto per farlo asciugare, estendendo il primo e l'ultimo anello tra i due fermi.

SPECIFICHE PARTICOLARI

Per quasi tutte le persone il nostro anello in ultra latex diventa l'unico strumento di igiene interdentale.

Per alcuni va bene nel 90% dei loro spazi interdentali perché hanno denti scheggiati che tagliano l'anello, questo può essere dovuto anche ad una placca di tartaro, in casi simili rivolgersi al proprio dentista.

I più fortunati che hanno spazi interdentali non molto stretti e denti non accavallati potranno usare lo stesso anello tantissime volte risciacquandolo per usarlo la volta successiva, la maggior parte lo userà più di una volta.

Questo fa di Interdent Blancodent un prodotto alla portata di tutti, oltre ad essere lo strumento più efficace e completo per la cura dell'igiene interdentale.

INFORMAZIONI UTILI SULL'IGIENE INTERDENTALE

Anche se può sembrare noiosa da fare l'igiene interdentale è importante, perché i batteri acidofili possono causare carie proprio in quel punto.

Interdent Easy Blancodent diventerà il vostro strumento principale, ma siccome alcuni hanno situazioni particolari di vario tipo, in questi casi e solo per alcuni spazi interdentali atipici se serve possono ancora essere d'aiuto scovolini ed il classico filo usato con attenzione.

Un valido aiuto ausiliare all'igiene interdentale può essere

il collutorio in polvere alcalino Blancodent che si scioglie in bocca o aggiungendo due dita d'acqua (evitare collutori a base d'acqua e alcol).

La cosa più importante è eliminare i batteri acidofili, ecco perché il collutorio Blancodent alcalino è consigliatissimo.

Inoltre è fondamentale che in bocca vadano solo sostanze commestibili perché diversamente si distrugge la flora batterica buona. Tecnicamente questo prodotto è un concentrato alimentare che ha le migliori caratteristiche per essere il collutorio ideale.



EASY *Interdent*

- È 20 volte più morbido
- È sicuro
- È idrorepellente
- È più igienico
- Non si sfilaccia
- Pulisce di più fino alla gengiva
- È facile da usare
- Rafforza le gengive

Brevetto Made in Italy



da

DENT[®]
BLANCO

25 Anni di Ricerca



Innovation Products Int srl

Via Cadorna 4 - 20032 Cormano (MI) Italy

www.blancodent.it

e-mail: **ordini@blancodent.it**